



Thermo Scientific
Virtuoso Flaschchenkennzeichnungssystem



Kein Verwischen, kein Verschmieren keine Fragen

Zuverlässigkeit mit jedem Fläschchen

Thermo
SCIENTIFIC

Genau und zuverlässige Probenidentifizierung

Thermo Scientific Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystem

Von der Probenannahme bis zum Abschlussbefund dreht sich im Analyzelabor alles um die Gewährleistung genauer Daten und zuverlässiger Ergebnisse. Die Identifizierung von Proben in Chromatographiefläschchen kann sich schwierig gestalten, da sie nicht mehr auf einfache Weise erkannt werden kann, sobald sie sich im Fläschchen befindet. Herkömmliche Methoden wie z. B. Handbeschriftung oder Klebeetiketten können unleserliche Kennzeichnungen erzeugen oder zeitaufwändig sein und bis jetzt gab es kein genaues, zuverlässiges und effizientes System zur Kennzeichnung von Probenfläschchen.

Das Thermo Scientific™ Virtuoso™ Fläschchenkennzeichnungssystem ist das innovativste Gerät für die eindeutige Kennzeichnung von Proben und die Gewährleistung von deren Sicherheit, das jemals entwickelt wurde. Durch die Bereitstellung eines schnellen, exakten und detaillierten sowie nachvollziehbaren Systems für das Aufbringen kundenspezifischer Informationen direkt auf ein Fläschchen hat das Virtuoso die Probenkennzeichnung revolutioniert.

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fläschchenzuführung können Sie ein einzelnes oder bis zu 10 Fläschchen laden.

Beschriftungen mit Text, Bildern, Barcodes und sogar Logos – Das Virtuoso wird mit Vorlagen geliefert, die genaue Beschriftungen schnell und einfach machen. Sie können auch Ihre eigenen Formate entwickeln.

Daten können auch direkt über den Touchscreen eingegeben werden.

5 Sekunden von Anfang bis Ende – Vollständig beschriftete Fläschchen in nur 5 Sekunden

Dateiverwaltung auf die einfache Art – Das Virtuoso kann in Netzwerke eingebunden werden, sodass Sie Kennzeichnungsinformationen aus Dateien abrufen können.

thermoscientific.com/virtuoso

Besuchen Sie unsere Website und nutzen Sie unseren Rechner, wenn Sie wissen möchten, um wieviel produktiver Sie sein können und welche Zeiteinsparungen möglich sind.

Produktivität und Zuverlässigkeit


Das Virtuoso System wurde von erfahrenen Analytikern entwickelt, um Ihr Labor noch produktiver zu machen. Neben der Zeit, die Sie durch den Verzicht auf manuelle Beschriftungen sparen, beschleunigt die Virtuoso Systemsoftware Ihre Abläufe durch automatisches Abrufen von Probenlisten, On-Demand-Diagnostik und Kennzeichnung von Notfallproben. Sie können Daten über den Touchscreen eingeben oder über das Netzwerk in das Virtuoso einlesen. So wird Ihre Probenidentifizierung nicht nur zuverlässiger; unsere Erfahrung zeigt auch, dass Sie Ihre Produktivität im Vergleich zu Ihren herkömmlichen Abläufen mit einem solchen System auf das bis zu Achtfache steigern können. Das entspricht für ein durchschnittliches Labor einem Einsparungspotenzial von über 200 Stunden pro Jahr.

Nicht nur ein Etikett ein Informationssystem

Das vollautomatisierte Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystem nutzt eine proprietäre Technologie, die sicherstellt, dass Sorgen über die Haltbarkeit von Beschriftungen der Vergangenheit angehören. Die Kennzeichnung eines mit dem Virtuoso System beschrifteten Probenfläschchens ist gegen allgemein gebräuchliche Laborlösungsmittel beständig, gegen Verwischen sowie Verschmieren geschützt und äußerst langlebig.

Mit Virtuoso bringen Sie die Informationen, die Ihr Labor auf Probenfläschchen benötigt, direkt auf diesem auf. Über die Touchscreen-Benutzeroberfläche können Fläschchen mit Text, Bildern, Barcodes und Logos gekennzeichnet werden. Sie wissen nicht genau, welche Informationen Sie verwenden möchten? Das Virtuoso System besitzt viele Vorlagen mit den standardmäßig erforderlichen Informationen. Möchten Sie Informationen auf einem Probenfläschchen individuell anpassen? Virtuoso macht auch das mit benutzerdefinierten Vorlagenfunktionen leicht, die Sie auf einfache Weise an Ihre Anforderungen anpassen können.

Das Thermo Scientific Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystem wurde von Experten entwickelt, die viele Jahre in Analyselaboren tätig waren und es macht die Kennzeichnung von Probenfläschchen von einem notwendigen Übel zu einem wertschöpfenden Arbeitsablauf in Ihrem Labor.



Neu! Thermo Scientific Virtuoso Fläschchen

Thermo Scientific Virtuoso Fläschchen sind speziell zur Verwendung mit dem Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystem vorgesehen und liefern höchstmögliche Probenintegrität und Probeninformationen.



Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystem	1	60180-VT100
Virtuoso Fläschchen mit Schraubgewinde und 9 mm weiter Öffnung, 2 ml, Klarglas, mit V-Patch	100 Stück/ Packung	60180-VT300
Virtuoso Fläschchen mit Schraubgewinde und 9 mm weiter Öffnung, 2 ml, bernsteinfarbenes Glas, mit V-Patch	100 Stück/ Packung	60180-VT301
Virtuoso Fläschchen mit Snap-It Schnappdeckel und 11 mm weiter Öffnung, 2 ml, Klarglas, mit V-Patch	100 Stück/ Packung	60180-VT303
Virtuoso Fläschchen mit Crimp-Verschluss und 11 mm weiter Öffnung, 2 ml, Klarglas, mit V-Patch	100 Stück/ Packung	60180-VT302
Virtuoso Fläschchen mit Schraubgewinde und 9 mm weiter Öffnung, 2 ml, Klarglas, mit V-Patch und Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE	100 Stück/ Packung	60180-VT400
Virtuoso Fläschchen mit Schraubgewinde und 9 mm weiter Öffnung, 2 ml, Klarglas, mit V-Patch und Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi	100 Stück/ Packung	60180-VT401
Virtuoso Fläschchen mit Schraubgewinde und 9 mm weiter Öffnung, 2 ml, Klarglas, mit V-Patch und Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon	100 Stück/ Packung	60180-VT402
Virtuoso Ersatzband	1	60180-VT500
Virtuoso Fläschchenhalterung	5 Stück/ Packung	60180-VT501
Virtuoso Fläschchenauffangtablett	3 Stück/ Packung	60180-VT502

Ressourcen für die Chromatographie

thermoscientific.com/crc



Der neue Thermo Scientific Katalog für Chromatographiesäulen und Zubehör 2014 – 2015

Dieser umfangreiche Katalog enthält auf 656 Seiten bewährte Hilfsmittel für die Chromatographie sowie Leitfäden für die Produktauswahl. Der Katalog ist online verfügbar und enthält eine für Ihr Apple iPad® optimierte leistungsfähige Suchfunktion. Besuchen Sie thermoscientific.com/catalog



Chromatographie-Ressourcenzentrum

Unser Ressourcenzentrum im Internet bietet technischen Support, Applikationen, technische Tipps und Literatur, damit Sie chromatographische Trennungen stets effizient bewerkstelligen können. Besuchen Sie www.thermoscientific.com/crc

thermoscientific.com



© 2014 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Thermo Fisher Scientific Inc. bzw. ihren Tochterunternehmen. Änderungen an technischen Daten, Geschäftsbedingungen und Preisen bleiben vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weiterführende Informationen erhalten Sie von Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort.

Afrika, sonstige +27 11 570 1840
Australien +61 2 8844 9500
Österreich +43 1 333 50 34 0
Belgien +32 53 73 42 41
Kanada +1 800 530 8447
China +86 10 8419 3588

Dänemark +45 70 23 62 60
Europa +43 1 333 50 34 0
Finnland/Norwegen/Schweden +46 8 556 468 00
Frankreich +33 1 60 92 48 00
Deutschland +49 61 03 40 81 01 4

Indien +91 22 6742 9434
Italien +39 02 950 591
Japan +81 45 453 9100
Lateinamerika +1 608 276 5659
Mittlerer Osten +43 1 333 50 34 0
Niederlande +31 76 579 55 55

Südafrika +27 11 570 1840
Spanien +34 914 845 965
Schweiz +41 61 716 77 00
Großbritannien +44 1442 233555
USA +1 800 532 4752

Thermo
SCIENTIFIC

Part of Thermo Fisher Scientific